

## PRESSEINFORMATION

Isny, 15. Januar 2020

### **Der neue Küschall Champion ist ein funktionaler Reisebegleiter für aktive Rollstuhlfahrer**

#### **Marktstart des design-prämierten Modells mit HMV-Nummer**



Die neue Variante des bewährten Küschall Champion eröffnet den Marktstart der neuen Küschall-Serie bestehend aus insgesamt vier Modellen. Der faltbare Champion ist ein Rollstuhl für aktive Fahrer, der sich durch einen besonderen Faltmechanismus auszeichnet. Gefaltet ist er so klein, dass er – ohne Räder – ins

Handgepäck passt. Im fahrbereiten Zustand ist nahezu so steif wie ein Starrrahmenrollstuhl und bringt daher die für Aktivfahrer wichtigen Fahreigenschaften mit: leichtgängig, wendig und einen geringen Rollwiderstand. Der Küschall Champion ist ab sofort im Sanitätsfachhandel mit Hilfsmittelnnummer\* bestellbar.

Wer den Küschall Champion häufig mit auf Reisen nehmen möchte, für den empfiehlt sich die sogenannte Swiss-Knife-Option („SK“-Variante). Sie ermöglicht, dass sich der Vorderrahmen noch weiter nach innen klappen lässt und sich das Packmaß auf Rucksackgröße reduziert: Nur 33 cm in der Höhe und 22 cm in der Breite misst der zusammengefaltete Rahmen. „Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, dass besonders aktive Rollstuhlfahrer sehr steife Rollstühle, meist mit starren Rahmen, bevorzugen, da sie wenig Rollwiderstand haben. Gerade ein aktiver Lebensstil erfordert aber einen funktionalen Reisebegleiter, der in jedes Gepäck passt. Genau dieser Gedanke hat uns zur Entwicklung des Küschall Champion geführt, der beide Vorteile in einem hochwertigen Rollstuhl verbindet“, berichtet Claudia Wels, Invacare Produktmanagerin für Küschall-Rollstühle.

Der Küschall Champion lässt sich individuell auf seinen Fahrer anpassen. Der ideale Schwerpunkt kann über neun verschiedene Positionen exakt eingestellt werden. Fünf Hinterradpositionen stehen für die Feinjustierung zur Verfügung. Für den persönlichen

#### **Pressekontakt:**

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Alemannenstraße 10 • 88316 Isny  
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: [presse@invacare.com](mailto:presse@invacare.com) • [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

## PRESSEINFORMATION

Geschmack kann der Nutzer zwischen sechs Standard-Rahmenfarben und verschiedenen Rahmendesigns wählen. Auch Sonderwünsche lassen sich verwirklichen.

Der Küschall Champion ist ab sofort im Sanitätsfachhandel bestellbar und verfügt über eine Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0251.

Die weiteren Modell Küschall K-Series, Compact und KSL sind im Laufe der nächsten Monate zu erwarten.

\*vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesanzeiger



Der Aktivrollstuhl Küschall Champion ist sehr klein faltbar und gleichzeitig sehr steif für eine gute Fahrperformance. Das neue Design wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Design Award 2020 ausgezeichnet.

### Unternehmensinformationen

Die **Invacare® GmbH** gehört zur global agierenden Invacare Gruppe, Hersteller und Weltmarktführer im Bereich häuslicher und institutioneller Hilfsmittel. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst die Bereiche Mobilität, Reha und Pflege sowie respiratorische Therapie. Die Marke Aquatec® gehört zur Invacare Gruppe und umfasst Badewannenlifter und Transferhilfen, WC- und Duschsyste. Der deutschsprachige Markt wird über zwei Kompetenzzentren bedient. Am baden-württembergischen Standort Isny im Allgäu sind ca. 140 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Von Isny aus werden Vertrieb und Marketing für Invacare Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie für die Marke Küschall® gesteuert. Im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica entwickeln und produzieren ca. 260 Mitarbeiter/-innen Elektro-Rollstühle und Scooter. Der Unternehmensstammsitz der Invacare-Gruppe liegt im Nordosten der USA, in Elyria, Ohio. Weitere Informationen unter: [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

**Küschall®** Aktivrollstühle stehen seit 1978 für ein ansprechendes Design, Leichtigkeit und optimale Leistung. Designpreise, innovative Lösungen und neue Materialien begleiten die Entwicklung der Küschall Rollstühle. Gründer der Marke ist Rainer Küschall, selbst Tetraplegiker, Sportler und Aktivrollstuhlfahrer. Küschall® ist eine Marke der Invacare Corporation und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv durch die Invacare GmbH vertrieben. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten sind unter [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com) und [www.invacare.de](http://www.invacare.de).

### Pressekontakt:

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Alemannenstraße 10 • 88316 Isny  
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: [presse@invacare.com](mailto:presse@invacare.com) • [www.invacare.de](http://www.invacare.de)