

PRESSEINFORMATION

Isny, 24. Februar 2020

Marktstart des neuen Invacare Action Ampla für bariatrische Nutzer: Neue Funktionalitäten unterstützen einen unabhängigen und aktiven Lebensstil



Personen mit Übergewicht steht ab sofort ein neuer Rollstuhl der Invacare® GmbH zur Verfügung, der speziell auf die Ansprüche bariatrischer Nutzer abgestimmt ist. Der Invacare Action® Ampla™ kombiniert prämiertes Design mit innovativen Funktionen und einer ergonomischen Ausstattung

für Nutzer mit einem Körpergewicht bis 300 kg. Der Action Ampla ist ab sofort im Sanitätsfachhandel bestellbar.

Der bariatrische Rollstuhl hat fünf neu entwickelte, besondere Merkmale: Um schmale Stellen, z.B. Türen, passieren zu können, lässt er sich kurzerhand hochkant aufstellen und anhand von vier frei beweglichen Transporträdern durch die Tür schieben. Diese sogenannte Passierhilfe stützt den Nutzer beim Gehen und verleiht zugleich eine hohe Bewegungsfreiheit. Der Rollstuhl hat eine ergonomische Rückenlehne, welche die Greifreifen frei erreichbar macht und für Bewegungsfreiheit der Arme sorgt. Höhenverstellbare, einklappbare Griffe erleichtern das Aufstehen und Hineinsetzen. Verschiedene aktive Hinterradpositionen sorgen für eine individuelle Einstellung des passenden Schwerpunktes und ermöglichen einen mühelosen Antrieb auch über längere Distanzen hinweg. Rahmenfarben und Farbakzente sind unter verschiedenen Varianten wählbar, das Design ist minimalistisch und modern.

Das Design des Invacare Action® Ampla™ ist hoch dekoriert: Der Rollstuhl wurde mit dem Red Dot Design Award 2019, dem Platinum A'Design Award 2019, dem German Design Award 2020 und dem iF Design Award 2020 prämiert. Auszeichnungen, die Produktleiterin Mobility Claudia Wels bei Invacare ganz besonders freuen: „Unser Action Ampla unterstützt Mobilität und Teilhabe genauso wie ein selbstbewusstes, modernes Auftreten schwergewichtiger Personen. Wir sagen dazu: ein starker Rollstuhl für starke Menschen.“

Pressekontakt:

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Alemannenstraße 10 • 88316 Isny
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: presse@invacare.com • www.invacare.de

Auszug aus den technischen Daten

Der Action® Ampla™ ist in sechs verschiedenen Sitzbreiten (505 bis 755 mm) und zwei verschiedenen Sitztiefen (460 oder 510 mm) erhältlich. Die Sitzhöhe lässt sich vorne und hinten separat in 25 mm-Schritten einstellen. Die Höhe der Rückenlehne ist bei allen Modellen von 425 bis 500 mm einstellbar. Das maximale Nutzergewicht ist auf 300 kg festgelegt, der Rollstuhl hat ein Eigengewicht ab 27 kg. Ein atmungsaktiver, elastischer Sichtschutz verdeckt den Gesäßbereich. Die mit der PushLock-Funktion ausgestatteten Bremsen sind im Seitenschutz integriert und sehr gut zugänglich.

[Link zum Download der druckfähigen Bilder \(300dpi\)](#)



Mit dem neuen designprämierten Rollstuhl Invacare Action® Ampla™ können sich Personen mit Übergewicht rundum wohl fühlen. Er ist mit innovativen Funktionen ausgestattet, z.B. einer Passierhilfe für Engstellen.

Unternehmensinformationen

Die **Invacare® GmbH** gehört zur global agierenden Invacare Gruppe, Hersteller und Weltmarktführer im Bereich häuslicher und institutioneller Hilfsmittel. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst die Bereiche Mobilität, Reha und Pflege sowie respiratorische Therapie. Die Marke Aquatec® gehört zur Invacare Gruppe und umfasst Badewannenlifter und Transferhilfen, WC- und Duschsysteme. Der deutschsprachige Markt wird über zwei Kompetenzzentren bedient. Am baden-württembergischen Standort Isny im Allgäu sind ca. 140 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Von Isny aus werden Vertrieb und Marketing für Invacare Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie für die Marke Kuschall® gesteuert. Im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica entwickeln und produzieren ca. 260 Mitarbeiter/-innen Elektro-Rollstühle und Scooter. Der Unternehmensstammsitz der Invacare-Gruppe liegt im Nordosten der USA, in Elyria, Ohio. Weitere Informationen unter: www.invacare.de

Pressekontakt:

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Alemannenstraße 10 • 88316 Isny
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: presse@invacare.com • www.invacare.de