

PRESSEINFORMATION

Isny, 04. August 2020

Neu und bewährt: Multifunktions-Rollstuhl Rea Clematis Pro für optimale Pflege



Auf bewährte Qualität mit verbesserten Funktionen und kompaktem Design setzt der Hersteller Invacare bei seinem neuen Multifunktions-Rollstuhl Rea Clematis Pro. In enger Zusammenarbeit mit Therapeuten und Sanitätsfachhändlern wurde der innovative Rollstuhl für die optimale Pflege entwickelt. Er bietet ein hohes Maß an Komfort, Stabilität und Sicherheit — sowohl für den Nutzer als auch für den Pflegenden. Dank seines kompakten Rahmens ist er auch auf engstem Raum leicht manövrierbar.

Neues Design für einfache Manövrierbarkeit

Ins Auge fällt sofort das neue kompakte Design, das den Multifunktions-Rollstuhl für den Innenbereich in der häuslichen Pflege und Institutionen optimiert: „Unser Ziel war es, mit dem neuen Rea Clematis Pro die Nutzer- und Pflegeererfahrungen noch weiter zu verbessern. Deshalb haben wir unseren beliebten Rea Clematis entsprechend analysiert und konkret an den vielfältigen Anforderungen unserer Nutzer ausgerichtet“, erklärt Produktmanagerin Claudia Wels von Invacare. „So verbessert etwa unser neu entwickelter Kippschutz zusätzlich die Sicherheit.“ Um den Eigenantrieb zu vereinfachen, positionierten die Experten die Hinterräder weiter nach vorne. Das Ergebnis: Die Greifreifen sind nun für den Nutzer besser zugänglich. Türrahmen und Aufzüge lassen sich einfach und bequem passieren.

Individuelle modulare Rückenlehne für eine gesunde Sitzhaltung

Schnell und intuitiv lässt sich das modulare Rückensystem an eine Vielzahl von Anforderungen der Anwender anpassen. Besonders hilfreich: Der Rückenwinkel kann sich bis 30 Grad nach hinten neigen. Zudem lässt sich die Höhe schnell und einfach einstellen. Zur Auswahl stehen die Standard-Rückenbespannung oder optional eine feste Rückenplatte mit neu konzipierten Laguna2-Rückenkissen für eine optimale Haltungsunterstützung und verbessertem Komfort.

Pressekontakt:

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Am Achener Hof 8 • 88316 Isny
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: presse@invacare.com • www.invacare.de

Optimale Stabilität durch Anpassen des Sitz- und Rückenwinkels und der Beinstützen

Die innovative Technologie des Dual Stability System (DSS) garantiert bei der Gewichtsverlagerung in jeder Kipp- und Liegeposition ein Höchstmaß an Stabilität des Rollstuhls. Zudem gewährleistet sie bei jedem Kantelvorgang des Stuhls eine anatomisch korrekte Sitzposition. Die neue, konkav geformte Armauflage stellt sicher, dass die Arme während des Wechsels in Position bleiben.

Der Sitz- lässt sich ebenso wie der Rückenwinkel sicher und einfach einstellen und um 25 Grad neigen. Dank des hohen Drehpunktes werden Scher- und Reibungskräfte effektiv verringert. Ein zusätzliches Plus: Das DSS sorgt in jeder Sitzposition für eine optimale Druckverteilung.

Die Beinstützen inklusive Wadenpolster lassen sich bequem um bis zu 80 Grad in der Höhe anpassen, um eine gewinkelte Sitz- oder Liegeposition mit hoher Entlastung zu erreichen. Die Fußauflagen sind höhen-, tiefen-, winkel- und breitenverstellbar und sorgen für eine sichere Positionierung der Beine.

Um auf die vielfältigen Anforderungen eingehen zu können, bietet der neue Multifunktions-Rollstuhl Rea Clematis Pro eine breite Palette an optionalem Zubehör.

[Link zum Download der druckfähigen Bilder \(300dpi\)](#)



Der neue Multifunktions-Rollstuhl Rea Clematis Pro vereint alle Funktionen, die perfekte Pflege benötigt.

Unternehmensinformationen

Die **Invacare® GmbH** gehört zur global agierenden Invacare Gruppe, Hersteller und Weltmarktführer im Bereich häuslicher und institutioneller Hilfsmittel. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst die Bereiche Mobilität, Reha und Pflege sowie respiratorische Therapie. Die Marke Aquatec® gehört zur Invacare Gruppe und umfasst Badewannenlifter und Transferhilfen, WC- und Duschsysteme. Der deutschsprachige Markt mit Österreich und der Schweiz wird vom baden-württembergischen Standort Isny im Allgäu aus bedient. Hier sind ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Unternehmensstammsitz der Invacare-Gruppe liegt im Nordosten der USA, in Elyria, Ohio. Weitere Informationen unter: www.invacare.de

Pressekontakt:

Invacare GmbH • Susanne Kerezsy • Am Achener Hof 8 • 88316 Isny
Tel. 0049 75 62 / 7 00-11 • E-Mail: presse@invacare.com • www.invacare.de