

Das **Invacare Matrx Flo-tech Lite** Kissen hat eine feine Kontur. Der Nutzer erfährt eine verbesserte Druckverteilung und Sitzstabilität im Vergleich zu einem flachen Kissen.

Einsatzbereich (unter anderem)

- Neurologie
- Geriatrie

Eigenschaften

- Konturierung und Waffelstruktur reduzieren die Scherkräfte
- Dreidimensionale Kontur verbessert die Sitzhaltung

Dekubitusrisiko des Nutzers

▶	sehr hoch
	hoch
	erhöht
	normal

Wussten Sie schon?
 Im Gegensatz zu Blockschäumen bilden Formschäume bei der Herstellung eine Haut. Die Oberfläche ist dauerhafter und einfacher zu reinigen.



Technische Daten

Gesamthöhe	Gesamtgewicht	Max. Nutzergewicht	Reinigung Bezug
78 mm	1,5 kg	127 kg	80°

HMV-Nummer: 11.39.01.2010

Matrx® Flo-tech® Lite