

Invacare® AVIVA RX40 CE
mit Sitzlifter
 Produktlinie (PLn): 1160
 HMV-Nr.: 18.99.06.1133
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch betriebener Hubvorrichtung. Benutzergewicht: max. 136 kg
Grundpreis: 11.964,00 €

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Preis
JCG0011	Invacare AVIVA RX40 mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)		11.964,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)		auf Anfrage
CHASSIS			
JCG2810	Standard-Chassis (560 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen		<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen			
JCG2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteneinstellung			
JCG2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)		<input type="checkbox"/>
JCG2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input type="checkbox"/>
JCG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)		<input type="checkbox"/>
Rückenaufnahme			
JCG2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)		81,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)			
JCG2132	410 mm ¹⁾		<input type="checkbox"/>
JCG2134	460 mm ²⁾		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2136	510 mm ³⁾		<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen			
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCG2142	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2143	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen		349,00
JCG2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen		698,00
JCG2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen		698,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		<input type="checkbox"/>



Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JCG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○
Rückenbespannung			
JCG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung)		◆
JCG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00
JCG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00
JCG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00
JCG2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCG2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00
JCG2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00
JCG2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00
Polsterfarbe			
JCG2151	Schwarz Nylon		◆
JCG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCG2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00
Seitenteile			
JCG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		142,00
JCG2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		102,00
JCG2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		411,00
JCG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		514,00
JCG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		514,00
Armlehnenpolster			
JCG2195	Standard (325 mm)		◆
JCG2196	Verlängert (375 mm)		50,00
JCG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00
JCG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		102,00
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JCG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JCG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
JCG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JCG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○



2171



2179



2172 / 2173



2174 / 2175



2177 2178



2191



2181



2198



2183



2193



2192 / 2194




2195 2196



2197 2199

Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)			
JCG1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		269,00
JCG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		334,00
JCG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		381,00
JCG2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		494,00
JCG2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		504,00
JCG2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		698,00
JCG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○
1) NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung			
Sitzzubehör			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)			
JCG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		328,00
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JCG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆
Sitzhöhereinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)			
JCG2857	435 mm		○
JCG2858	460 mm		◆
JCG2859	485 mm		○
Rückenwinkelverstellung			
JCG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆
JCG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.226,00
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN			
Zentral montierte Beinstütze			
JCG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten ¹⁾		298,00
JCG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm), (nur mit 8" Vorderräder) ¹⁾		1.850,00
JCG2855	Ohne zentrale Beinstütze		◆
1) NC: Bordsteinheber			
Fußauflagen			
JCG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○
JCG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆
JCG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○
JCG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○
Beinstützenoberteile links			
JCG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCG0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		201,00
JCG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00
JCG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00
JCG0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links			
Beinstützenoberteile rechts			
JCG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCG0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		201,00



JCG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00
JCG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00
JCG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
Fußauflagen links			
JCG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆
JCG0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		184,00
Fußauflagen rechts			
JCG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆
JCG0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		184,00
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JCG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
JCG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinenbuchsen		771,00
JCG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinenbuchsen		1.599,00
JCG2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00
Fahrpulhalter für REM216 oder REM400			
JCG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆
JCG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○
JCG1707	Rhomboid-Halter abschwinkbar rechts ¹⁾		○
JCG1708	Rhomboid-Halter abschwinkbar links ²⁾		○
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwinkbar ³⁾		926,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwinkbar ⁴⁾		926,00
JCG2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		372,00
JCG2228	Fahrpulhalter für Begleitperson links ⁶⁾		372,00
JCX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwinkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwinkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwinkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwinkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwinkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwinkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links			
Fahrpulhalter für REM500			
JCG2209	Abschwinkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JCG2210	Abschwinkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwinkbar ^{1) 3) 4)}		926,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwinkbar ^{2) 3) 4)}		926,00
JCX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwinkbar rechts 4) NC: Tisch abschwinkbar links			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JCG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		750,00
JCG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.026,00
JCG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JCG2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JCG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆



JCG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
<p>1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links</p>			
<p>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).</p>			
JCG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		823,00
JCG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		977,00
JCG2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JCG2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JCG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		926,00
JCG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}		926,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links</p>			
<p>Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</p>			
JCG2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze ¹⁾		4.119,00
JCG1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze		○
JCG1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze		○
JCG1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts ²⁾		3.295,00
JCG1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links ³⁾		3.295,00
<p>1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links</p>			
<p>Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</p>			
JCG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾		5.561,00
JCG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾		6.591,00
<p>1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick</p>			
<p>Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</p>			
JCG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen		462,00
JCG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer		926,00
<p>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</p>			
JCG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾		4.634,00
JCG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾		1.956,00
JCG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾		565,00
JCG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾		565,00
JCG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		926,00
JCG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾		926,00
JCG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		1.441,00
JCG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾		1.441,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links</p>			



2231



2232

Aktuell nicht verfügbar!



2229



2230



2247




2249

2250



2233



2240

LiNX Zubehör			
Extra Bedieneinheit			
JCG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker)		514,00
JCG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschenkbar rechts)		○
JCG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschenkbar links)		○
JCG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)		○
JCG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)		○
JCG2225	Ohne feste Montageposition		○
USB-Ladeanschluss			
JCG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)		256,00
JCG2281	Montage rechts		○
JCG2282	Montage links		○
Weitere Komponenten / Zubehör			
JCG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG1685	Buddy Button Rot		148,00
JCG1686	Buddy Button Gelb		148,00
JCG1687	Buddy Button Grün		148,00
JCG1690	Buddy Button Blau		148,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG2254	Eierförmiger Button Schwarz		153,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG1711	Piko Button Rot		164,00
JCG1712	Piko Button Gelb		164,00
JCG1713	Piko Button Grün		164,00
JCG1714	Piko Button Orange		164,00
JCG1715	Piko Button Blau		164,00
JCG1716	Piko Button Schwarz		164,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
JCG2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
JCG2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
JCG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
JCG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCG2871	Galaxie-Grau		◆
JCG2872	Merkur-Silber		○
JCG2873	Mars-Rot		○
JCG2874	Neptun-Blau		○
JCG2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCG2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCG2883	Merkur-Silber		○
JCG2884	Mars-Rot		81,00
JCG2885	Neptun-Blau		81,00
JCG2886	Weltall-Violett		81,00
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JCG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		411,00



2251



2253

1685 / 1686 /
1687 / 1690

2721 / 2722






2724

2723



2631

JCG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆	
Vorderräder				
JCG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆	 2632
JCG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00	
JCG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00	
JCG0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: 12 km/h Ultra High Speed Motoren)		○	 1490
Verriegelung für Vorderräder				
JCG1490	Verriegelung für Vorderräder			184,00
Hinterräder				
JCG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆	
JCG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei			185,00
JCG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei			237,00
Federung				
JCG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆	
Federungseinstellung				
JCG1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○	
JCG1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆	
Motor				
JCG1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆	
JCG1283	Motoren 10 km/h, 4-polig			823,00
JCG1224	Motoren 12 km/h, 4-polig			977,00
Batterien				
JCG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆	
JCG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)			401,00
Stabilitätsprogramm				
JCG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm			823,00
Ladegerät				
JCG1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆	
SICHERHEITSOPTIONEN				
Kippschutz				
JCG1205	Anti-Kippräder		◆	 1205
Licht				
JCG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆	
JCG2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux			555,00
Heckmarkierungstafel				
JCG1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)			98,00
SICHERHEITZUBEHÖR				
Bordsteinheber				
JCG1244	Bordsteinheber, einklappbar			309,00
Transportbefestigung				
JCG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)			742,00
JCG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○	
JCG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆	
Transportbefestigungspunkte				
JCG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl			184,00
Haltegurt				
JCG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken			61,00
JCG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen			61,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)				
JCG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm			174,00
JCG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm			174,00

JCG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		129,00
JCG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		129,00
JCG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		102,00
JCG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		102,00
Rückspiegel			
JCG1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCG1339	Rückspiegel links		50,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCG2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		123,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCG1312	Stockhalter rechts		40,00
JCG1363	Stockhalter links		40,00
Radspritzschutz			
JCG1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		81,00
JCG1417	Radspritzschutz hinten		102,00
Tisch			
JCG1404	Tisch abschwengbar, rechts		325,00
JCG1405	Tisch abschwengbar, links		325,00
Werkzeugset			
JCG1333	Werkzeugset		49,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCG3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1404 / 1405



SP1602886