

Invacare® Action^{®2} NG CE

HMV-Nr.: I8.50.02.2103
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 1.124,00 €
inkl. Armlehnen und Beinstützen


Kunden-Nr: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
		Invacare® Action ^{®2} NG	1.124,00
Basisausstattung: Farbe Silbergrau, Sitztiefe 425 mm, Sitzhöhe 510 mm (veränderbar auf 485 und 460 mm), Sitzpolsterung Nylon, fester Rücken 7° (RH 430 mm), Standard-Rückenpolster Nylon, Beinstützenoberteile 80° nach innen und außen abschwengbar, Fußplatten hochklappbar, Armlehnen Nr. 2 abnehmbar & abschwengbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4", Hinterräder 24" x 1 3/8" pannensicher, Aluminium Greifreifen, Steckachsen, Feststellbremse / Druckbremse, Passive Beleuchtung.			



VARIANTENÜBERSICHT

Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	€
Pannensicher	Standardbremse	380 mm	BSI547594	1.124,00
		405 mm	BSI547595	
		430 mm	BSI547596	
		455 mm	BSI547597	
		480 mm	BSI547598	
		505 mm	BSI662817	
	Trommelbremse	380 mm	BSI547652	1.349,00
		405 mm	BSI547653	
		430 mm	BSI547654	
		455 mm	BSI547655	
		480 mm	BSI547656	
		505 mm	BSI662818	

ZUBEHÖR

	Lange Armlehnenpolster	<input type="checkbox"/>	
	Kit für Sitzhöhe 460 mm, bestehend aus 6" Vorderrädern	<input type="checkbox"/>	
	Stockhalter		20,00
	Beckengurt		28,00
	Kippschutz, beidseitig		85,00
	Standard-Sitzkissen		65,00
	Beinstützenoberteil hochschwengbar 0 - 80° mit Fußplatte winkelverstellbar und tiefenverstellbar, rechts		106,00
	Beinstützenoberteil hochschwengbar 0 - 80° mit Fußplatte winkelverstellbar und tiefenverstellbar, links		106,00
	Amputationsbeinstütze rechts		161,00
	Amputationsbeinstütze links		161,00
	Bremshebelverlängerung, Paar		28,00
	Summe		