



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® Action^{®4} NG Heavy Duty CE

HMV-Nr.: 18.50.02.3028
Benutzergewicht: **max. 160 kg**

Grundpreis: 1.687,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€	
CKG0026	Invacare® Action ^{®4} NG Heavy Duty	1.687,00	
CKGSPEC	Sonderbau	auf Anfrage	
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CKG0080	Halterung Alber Viamobil 25 (NC: Anti-Kippräder, Ankipphilfe, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflaschen)	432,00	
ANTRIEBSVERSION			
CKG0100	Greifreifenantrieb		◆
SITZ			
SITZBREITE			
CKG0170	505 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe		◆
CKG0171	555 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Therapietisch)	119,00	
CKG0172	605 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Sitztiefe 400 mm, Therapietisch)	215,00	
SITZTIEFE			
CKG0180	400 mm Sitztiefe		○
CKG0190	450 mm Sitztiefe		○
CKG0195	500 mm Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen	102,00	
CKG0200	400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0201	450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen	102,00	
SITZHÖHE			
CKG0210	510 mm Sitzhöhe		○
CKG0220	485 mm Sitzhöhe		○
CKG0230	460 mm Sitzhöhe		○
SITZPOLSTER			
CKG0280	Nylon ohne Klettstreifen		○
CKG0290	Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0295	Nylon gepolstert	61,00	
CKG0297	Mistral 2 Sitzkissen inkl. Nylonsitzgurt	148,00	
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK			
CKG0300	Fester Rücken 7° Lumbalknick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe		◆
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)			
CKG0333	Gasdruckfeder, Rückenlänge 390/410/430 inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung (NC: Standard-Rückenpolster)	473,00	
RÜCKENPOLSTER			
CKG0360	Standard, fest (Jemima)		◆
CKG0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbander, Standard-Überwurf	160,00	




BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Ohne Beinstütze				
CKG0380	Rechts			-25,00
CKG0430	Links			-25,00
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband				
CKG0390/0490	Rechts		◆	 0390 / 0440  0490 / 0510
CKG0440/0510	Links		◆	
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband)				
CKG0400/0490	Rechts			106,00
CKG0450/0510	Links			106,00
Amputationsbeinstütze				
CKG0420	Rechts			161,00
CKG0470	Links			161,00
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE				
CKG0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar			195,00
ARMLEHNEN				
Armlehnen Nr. 1 „RIO“, abnehmbar, Paar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				 0520 / 0580
CKG0520/0580	Desk (NC: Therapietisch)		◆	
Armlehnen Nr. 4, abnehmbar, Paar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz				
CKG0533/0593	Desk (NC: Therapietisch)			153,00
CKG0536/0596	Lang			153,00
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch			65,00
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CKG0701	Sitztiefe 400 mm			○
CKG0702	Sitztiefe 450 mm			○
CKG0703	Sitztiefe 500 mm			○
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CKG0760	Einstellbares Wadenband			20,00
CKG0785	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1			○
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				
RAHMENFARBEN				
CKG0801	Schiefergrau		◆	
CKG0804	Perlweiß		○	
CKG0806	Grün-Metallic		○	
CKG0807	Schwarz-Matt		○	
CKG0811	Rot-Matt		○	
CKG0815	Türkis-Blau		○	
CKD0816	Marineblau		○	
CKD0817	Violett		○	
CKG0820	Schwarz-Metallic		○	
CKG0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)			auf Anfrage
VORDERRÄDER				
CKG0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz		◆	 0870
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CKG0948	24"		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CKG0962	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		◆	
CKG0963	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
HINTERRADBEBEIFUNG				
CKG0972	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	 0972

CKG0974	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
CKGI020	Greifreifen Aluminium		◆
CKGI030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		81,00
HINTERRADACHSE			
CKGI050	Steckachse		◆
HINTERRADPOSITION			
CKGI060	Standard-Hinterradposition (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆
CKGI070	Radstandsverlängerung		○
LUFTPUMPE			
CKGI090	Luftpumpe mit Halter		10,00
EXTRAS			
CKGI110	Hand- und Speichenschutz (Schwarz)		121,00
BREMSEN			
CKGI120	Druckbremse		◆
CKGI125	Ziehbremse		26,00
CKGI130	Trommelbremse für Begleitperson		225,00
ZUBEHÖR			
CKGI175	Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoffflasche)		36,00
CKGI190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		28,00
CKGI189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		101,00
CKGI192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		109,00
CKGI193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		130,00
CKGI194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		136,00
CKGI195	Anti-Kipprad einfach, rechts montiert (NC: Ankipphilfe rechts)		41,00
CKGI196	Anti-Kippräder einfach, Paar (NC: Ankipphilfe)		85,00
CKGI200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		102,00
CKGI210	Passive Beleuchtung		◆
CKGI220	Bremshebelverlängerung (Paar)		28,00
CKGI240	Stockhalter		○
CKGI245	Ankipphilfe, rechts		15,00
CKGI246	Ankipphilfe, links		15,00
CKGI252	Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)		123,00
CKGI270	Therapietisch, aufschiebbar		143,00
	Summe		



0974



1060

1070



1120



1189 / 1192



1193 / 1194



1195

1200



1210

1220

1245 / 1246



1252



1270

BEMERKUNGEN