



Yes, you can.®

PRODUKTPORTFOLIO

INVACARE®

ACTION® -

FAMILIE



INHALT

Einführung	3
So wenden Sie die Übersicht an	3
Produktportfolio	4
Technische Daten	5 - 6
Optionen und Bilder	7
• Alber Zusatzantriebe	7 - 8
• Antriebsversion	8
• Sitzpolsterung	9
• Rückenausführung	10 - 14
• Invacare Matrix-Positionierungsrücken	14 - 15
• Rückenpolsterung	15 - 17
• Beinstützenoberteile	17 - 19
• Fußplatten	19 - 20
• Armlehnen / Seitenteile	20 - 23
• Positionierungsoptionen - Sitzkissen	23 - 24
• Positionierungsoptionen - Kopfstützen	24 - 25
• Weitere Positionierungsoptionen	25 - 26
• Rahmenfarben	26 - 28
• Vorderradaufnahme	28
• Vorderräder	29 - 30
• Hinterräder	30 - 32
• Greifreifen	32
• Radsturz	32
• Hinterradachse	32
• Hinterradposition	33
• Speichenschutz	33
• Bremsen	34 - 35
• Sicherheitsoptionen	35 - 36
• Optionen für Begleitperson	36 - 37
• Zubehör	37 - 38



EINFÜHRUNG

Unsere Rollstühle der Action-Familie bieten verschiedenste Modelle, eine große Auswahl an Optionen und Zubehör sowie eine weitreichende Cross-Kompatibilität, die sogar über die Produktgruppe der manuellen Rollstühle hinausgeht.

Von den einfachen Standard-Rollstühlen bis hin zu unseren hochkomplexen Elektro-Rollstühlen verfügen die Produkte über eine Vielzahl gemeinsamer Teile. Dies ermöglicht es unseren Kunden, jeden Rollstuhl den individuellen Bedürfnissen des Nutzers anzupassen.

Auch wenn diese Vielfalt und hohe Funktionalität große Vorteile für unsere Kunden schafft, verstehen wir es natürlich, wenn man schnell einmal den Überblick verlieren kann.

Aus diesem Grund haben wir diese Action-Portfolio-Übersicht gestaltet, die Ihnen dabei hilft

- die verschiedenen Modelle der Action-Familie mit Hilfe der technischen Daten zu vergleichen,
- einen Überblick zur Cross-Kompatibilität der Rollstühle untereinander zu erhalten
- sowie die möglichen Optionen und Zubehörteile mit Hilfe anschaulicher Bilder kennenzulernen.

SO WENDEN SIE DIE ÜBERSICHT AN

- Ist die abgebildete Option für eins der Produkte erhältlich, ist der 4-stellige Optionscode in der jeweiligen Spalte aufgeführt.
- Ist das Produkt als Lagervariante erhältlich, ist kein Optionscode vorhanden, stattdessen wird ein schwarzer Punkt angezeigt.
- Ist die abgebildete Option nicht in Verbindung mit dem Produkt, sondern nur als separates Zubehör erhältlich, ist dies durch ein Ⓐ in der Tabelle gekennzeichnet.
- Alle Optionen und Zubehörteile sind auf den folgenden Seiten aufgeführt und analog zum Bestellformular nach Kategorien und Unterkategorien angeordnet.



PRODUKTPORTFOLIO

Invacare Leichtgewichts-Rollstühle haben einen Familien-Namen: **Action**. Die Serie der **Action**-Rollstühle ist seit über 20 Jahren erfolgreich. Das liegt vor allem an ihrer großen Flexibilität, den zahlreichen Einsatzbereichen sowie ihrer hohen Zuverlässigkeit und Anpassbarkeit. Die Familie der Leichtgewichts-Rollstühle umfasst mehrere Modelle, die sich schnell und einfach an den jeweiligen Rollstuhlfahrer anpassen lassen. Sie sind auf Grund ihres geringen Gewichts und ihres Faltmechanismus besonders gut zu transportieren und praktisch in jeder Alltagssituation.

Vom **Action^{®1} R** der Grundversorgung bis hin zum hoch konfigurierbaren **Action^{®4} NG** - hier findet jeder Nutzer den idealen Rollstuhl für seine individuellen Bedürfnisse.

INVACARE ACTION-FAMILIE

ACTION 1R



- Standard-Stahl-Rollstuhl
- Einstiegsmodell für die Grundversorgung
- geringes Gewicht und außerordentlich stabil

ACTION 2 NG



- Leichtgewichts-Rollstuhl
- einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit
- für die Standardversorgung

ACTION 3 NG



- Leichtgewichts-Rollstuhl
- viele Einstellmöglichkeiten und Ausstattungsvarianten
- Kreuzstreben-Faltung ermöglicht ein schnelles Zusammenfallen und eine hohe Stabilität
- ideal für den Wiedereinsatz

ACTION XT



- Aktiv-Rollstuhl
- überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- servicefreundlich und ideal für den Wiedereinsatz

ACTION 4 NG















- Leichtgewichts-Rollstuhl
- hohe Funktionalität und frisches Design
- stabiler Rahmen für hervorragende Laufeigenschaften
- ideale Anpassungen an den Nutzer möglich

ACTION 3 JUNIOR








- leichter, faltbarer Rollstuhl für Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 15 Jahren
- vielfältig einstellbar und an Wachstum der Kinder anpassbar
- fröhliches Design und individuell gestaltbar






TECHNISCHE DATEN




	<i>Invacare[®] Action¹ R</i>	<i>Invacare[®] Action² NG</i>	<i>Invacare[®] Action³ NG</i>	<i>Invacare[®] Action⁴ XT</i>	<i>Invacare[®] Action⁴ NG / Action⁴ NG Hemi / Action⁴ NG HD</i>	<i>Invacare[®] Action³ Junior</i>
						
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • cross-kompatibles Zubehör • geringes Gewicht • außerordentlich stabil 	<ul style="list-style-type: none"> • cross-kompatibles Zubehör • einfacher, leichter Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • cross-kompatible Optionen • leicht einstellbar • individuell anpassbar 	<ul style="list-style-type: none"> • müheloser Antrieb durch viele leichtgewichtige Bauteile • bewährte und geprüfte Qualität als Teil der Action[®]-Familie • leichter Transport durch abnehmbare Komponenten 	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelkreuzstrebe • cross-kompatible Optionen • sehr leicht anpassbar 	<ul style="list-style-type: none"> • vielfache Einstellmöglichkeiten in der Sitzbreite, Rückenlehnenbreite, Höhe der Armlehnen und Beinstützen
max. Nutzergewicht 	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 / 160 kg	80 kg
Gesamtgewicht* 	ab 17,5 kg	16,2 kg	ab 13,0 kg	ab 12,7 kg	ab 14,0 kg ab 14,5 kg (Transit)	15 kg
Transportgewicht 	ab 10 kg	8,9 kg	ab 7,1 kg	ab 7,9 kg	ab 8,0 kg ab 11,7 kg (Transit)	8,5 kg
Gesamtlänge 	1085 - 1125 mm	820 / 870 mm	980 - 1105 mm	1000 - 1115 mm	995 - 1170 mm 950 - 1050 mm (Transit)	740 - 965 mm
Gesamtbreite 	608 - 700 mm (SB + 195 mm)	SB + 200 mm	SB + 190 mm	570 - 710 mm	SB + 190 mm SB + 160 mm (Transit)	SB + 190 mm
Sitzbreite 	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555 / 605 mm	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm







	<i>Invacare[®] Action¹ R</i>	<i>Invacare[®] Action² NG</i>	<i>Invacare[®] Action³ NG</i>	<i>Invacare[®] Action⁴ XT</i>	<i>Invacare[®] Action⁴ NG / Action⁴ NG Hemi / Action⁴ NG HD</i>	<i>Invacare[®] Action³ Junior</i>
						
Sitztiefe 	425 mm	425 mm	400 - 450 mm	400 / 450 / 500 mm 400 - 450 mm	400 / 450 / 500 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm
Sitzhöhe (ohne Kissen) 	495 mm	460 / 485 / 510 mm	385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm (Transit)	410 / 435 / 460 mm
Sitzwinkel 	3°	80° / 0° - 80°	80° / 0° - 80°	0° / 3° / 6°	0° / 3° / 6°	1,5° / 5° / 8,5°
Länge der Fußstützen 	330 - 455 mm	330 / 460 mm	200 - 400 mm 330 - 460 mm 440 - 510 mm	200 - 400 mm 330 - 460 mm 440 - 510 mm	200 - 400 mm 330 - 460 mm 440 - 510 mm	125 - 450 mm
Rückenlehnen- höhe 	430 mm	430 mm	325 - 510 mm	350 - 510 mm	325 - 510 mm 380 - 460 mm (Transit)	350 - 430 mm
Rückenlehnen- winkel 	7°	7°	0° / 7° / -15° - +15°	7°	0° / 7° / 0° - 30° / -15° - +15°	0° / 7° / 0° - 30°
HMV-Nr.	18.50.02.0130	18.50.02.2103	18.50.02.2074	18.50.03.0220	18.50.02.2087 18.50.03.0143 (Hemi) 18.50.02.3028 (Heavy Duty) 18.46.04.2006 (mit Ein- hebelantrieb) 18.46.04.0017 (mit Dop- pel-Greifreifen)	-






OPTIONEN UND BILDER





Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action ^{®1} R	Action ^{®2} _{NG}	Action ^{®3} _{NG}	Action [®] XT	Action ^{®4} _{NG}	Action ^{®3} Junior	Bild
Alber Zusatzantriebe							
Alber[®] e-fix E26 / e-fix E35 / e-fix E36 Der Zusatzantrieb e-fix verwandelt einen manuellen Rollstuhl in einen leichten, kompakten Elektro-Rollstuhl.	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	
Alber[®] e-pilot P15 Mit Hilfe dieses Zugerätes wird der Rollstuhl zu einem sportlichen Fahrzeug.			Halterung über Alber erhältlich		Halterung über Alber erhältlich		
Alber[®] scalamobil S35 / scalamobil S38 Das mobile Treppensteigergerät für manuelle Rollstühle.	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	
Alber[®] viamobil V25 / viamobil eco V14 Viamobil hilft beim Schieben und Bremsen manueller Rollstühle.	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	
Alber[®] e-motion M15 Der Zusatzantrieb ermöglicht ein selbstständiges Fortbewegen auch bei eingeschränkter Kraft.	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	





Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Alber® twion M24 Der Aktivantrieb ermöglicht Extra-Power für eine größtmögliche Unabhängigkeit.	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	Halterung über Alber erhältlich	
Antriebsversion							
Greifreifenantrieb Für Nutzer, die den Rollstuhl noch selbstständig antreiben können.	●	●	0100	0100	0100	0100	
Transitversion Für Nutzer, die nicht mehr in der Lage sind, den Rollstuhl selbstständig anzutreiben.					0110 (nur mit fester Hinterachse)		
Doppelgreifreifen Für Hemiplegiker oder Nutzer, die den Rollstuhl nicht mit beiden Armen antreiben können. Doppelgreifreifen rechts Doppelgreifreifen links					0113 0114		
Einhandhebelantrieb Für Hemiplegiker oder Nutzer, die den Rollstuhl nicht mit beiden Armen antreiben können. Der Hebel ermöglicht dabei die Richtungsvorgabe der Bewegung. Einhandhebelantrieb rechts Einhandhebelantrieb links					0115 0116		






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Sitzpolsterung							
Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen, anpassbar Anpassungen der Sitztiefe an die Oberschenkel­länge des Nutzers können exakt und unkompliziert vorgenommen werden.			0340	0340	0290	0335	
Sitzbespannung Nylon		●			0280		
Sitzpolsterung Nylon					0295		
Sitzpolsterung Nylon mit Klettbefestigung für Sitzkissen Mistral 2					0297		
Standard-Sitzpolsterung ohne Klettbefestigung	●						







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Rückenausführung							
Fester Rücken, 0° <ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenhöhen (400 / 430 mm) • feste Schiebegriffe 			0380				
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe einstellbar von 380 - 460 mm • feste Schiebegriffe 			0395		0300		
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe einstellbar von 380 - 460 mm • höheneinstellbare Schiebegriffe 			0396		0310		
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenhöhen (400 / 430 mm) • bei Action³ Junior 3 Rückenhöhen (370 / 400 / 430 mm) • feste Schiebegriffe 		●	0410	0410	0311	0380	
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 510 mm • feste Schiebegriffe 			0420	0420	0312		
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Laguna-Rückenschale und Laguna-Rückenkissen • Rückenhöhe 510 mm • feste Schiebegriffe 					0313		







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 430 mm • bei Action³ Junior Rückenhöhe 400 mm (mit 0475) oder 430 mm (mit 0480) • höheninstellbare Schiebegriffe 			0425	0425	0314	0425	
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenhöhen (350 / 400 mm) • feste Schiebegriffe, kurz • geringere Rückenhöhe schafft mehr Bewegungsfreiheit für die Arme beim Antrieb 				0428			
Fester Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 430 mm • feste Schiebegriffe 	●						
Winkeleinstellbarer und abklappbarer Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von -15° bis +15° • Rückenhöhe einstellbar von 325 - 350 mm • feste Schiebegriffe, kurz 			0431		0317		
Winkeleinstellbarer und abklappbarer Rücken, 7° <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von -15° bis +15° • Rückenhöhe einstellbar von 425 - 450 mm • feste Schiebegriffe, lang 			0432		0318		






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
<p>Winkeleinstellbarer Rücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von 0° bis 30° über Rastermechanismus in 7°-Schritten • 3 Rückenhöhen (390 / 410 / 430 mm) • bei Action³ Junior 5 Rückenhöhen (350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm) • feste Schiebegriffe • inkl. Rückenstrebe • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • bei Action⁴_{NG} nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0320	0390	
<p>Winkeleinstellbarer Rücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von 0° bis 30° über Rastermechanismus in 7°-Schritten • 3 Rückenhöhen (470 / 490 / 510 mm) • inkl. Rückenstrebe • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0330		
<p>Winkeleinstellbarer Rücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von 0° bis 30° über Rastermechanismus in 7°-Schritten • nur mit Rückenschale Laguna • Rückenhöhe 510 mm • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0343		
<p>Winkeleinstellbarer Rücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • stufenlos einstellbar von 0° bis 30° über Gasdruckfeder • nur mit Rückenschale Laguna • Rückenhöhe 510 mm • feste Schiebegriffe • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0344		






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Winkleinstellbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • stufenlos einstellbar von 0° bis 30° über Gasdruckfeder • 3 Rückenhöhen (390 / 410 / 430 mm) • bei Action³ Junior Rückenhöhe 400 mm (ohne Rückenstrebe) • inkl. Rückenstrebe • feste Schiebegriffe • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • bei Action⁴ NG nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0333	0395	
Winkleinstellbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • stufenlos einstellbar von 0° bis 30° über Gasdruckfeder • 3 Rückenhöhen (470 / 490 / 510 mm) • inkl. Rückenstrebe • feste Schiebegriffe • Die Verstellfunktion des Rückenwinkels ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung für eine temporäre Druckentlastung. • nur möglich mit Anti-Kipp-Rädern und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition 					0334		
Abklappbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 430 mm • bei Action³ Junior 3 Rückenhöhen (370 / 400 / 430 mm) • feste Schiebegriffe • Der abklappbare Rücken ermöglicht eine platzsparende Lagerung sowie einen einfacheren Transport des Rollstuhls. 			0455		0341	0400	
Abklappbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 510 mm • feste Schiebegriffe • Der abklappbare Rücken ermöglicht eine platzsparende Lagerung sowie einen einfacheren Transport des Rollstuhls. 					0342		






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Abklappbarer, winkeleinstellbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar von 0° bis 30° über Gasdruckfeder • 3 Rückenhöhen (390 / 410 / 430 mm) • inkl. Rückenstrebe • nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition • feste Schiebegriffe • Der abklappbare Rücken ermöglicht eine platzsparende Lagerung sowie einen einfacheren Transport des Rollstuhls. • In Verbindung mit der Winkelverstellung stellt der abklappbare Rücken eine sehr flexible und praktische Funktion dar. 					0345		
Abklappbarer Rücken <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe 400 mm • höheneinstellbare Schiebegriffe (100 mm) 						0420	
Invacare MatrX-Positionierungsrücken							
Invacare MatrX Elite inkl. Halterung Rückenhöhe 405 mm			0461	0461	0351		
Invacare MatrX Elite inkl. Halterung Rückenhöhe 455 mm			0462	0462	0352		
Invacare MatrX Elite Deep inkl. Halterung Rückenhöhe 405 mm			0463	0463	0353		







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Invacare Matrix Elite Deep inkl. Halterung Rückenhöhe 455 mm			0464	0464	0354		
Halterung Split-Halterung bei abklappbarem Rücken, ansonsten Standard-Halterung			0466	0466	0355		
Rückenpolsterung							
Standard-Rückenpolsterung <ul style="list-style-type: none"> • einfache Polsterung, wenn kein Positionierungsrücken benötigt wird • für den Kurzzeitgebrauch 	●						
Rückenpolsterung Nylon <ul style="list-style-type: none"> • einfache Polsterung, wenn kein Positionierungsrücken benötigt wird • für den Kurzzeitgebrauch 		●					
Standard-Rückenpolsterung, fest (Jemima) <ul style="list-style-type: none"> • einfache Polsterung, wenn kein Positionierungsrücken benötigt wird • für den Kurzzeitgebrauch • höherer Komfort als Nylon und bessere Atmungsaktivität des Polsters 			0471		0360		
Lumbal Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Material-Überwurf • 1 Klettband • inkl. Rückentasche 			0474		0364		







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Lumbal Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Überwurf • 1 Klettband 			0475		0365		
Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • 3+1 Klettbänder • Bi-Material-Überwurf • inkl. Rückentasche • nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung 			0477		0367		
Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Material-Überwurf • 3+1 Klettbänder • inkl. Rückentasche • inkl. Rückenstrebe 			0478	0478	0368		
Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Überwurf • 3+1 Klettbänder • inkl. Rückenstrebe 			0479	0479	0369		
Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Überwurf • 7+1 Klettbänder • inkl. Rückenstrebe 			0480	0480	0370	0480	
Rückenbespannung anpassbar <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Material-Überwurf • 7+1 Klettbänder • inkl. Rückentasche • inkl. Rückenstrebe 			0481	0481	0375		





Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Breiten- und höhenstellbarer Rückenbezug <ul style="list-style-type: none"> • Nylon • gepolstert 						0475	
Positionierungsrücken Laguna <ul style="list-style-type: none"> • Dartex • Höhe 510 mm 					0372		
Beinstützenoberteile							
Beinstützenoberteil 80° <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen 	●						
Beinstützenoberteil 80° <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • Farbe des Rahmens • Gewicht: 350g (Alu-Version) Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links		●	0510 0560	0510 0560	0390 0440		
Beinstützenoberteil 80°, kurz <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • UL 220 - 320 mm • nur in Farbe Schwarz erhältlich Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links						0510 0560	








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Beinstützenoberteil 80°, lang <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • UL 300 - 450 mm • Farbe des Rahmens Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links						0512 0562	
Beinstützenoberteil 80°, kurz, mit 30° Abduktion <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • kurz: nur in Farbe Schwarz erhältlich, UL 220 - 320 mm • lang: Farbe des Rahmens, UL 300 - 450 mm Beinstützenoberteil rechts (kurz/lang) Beinstützenoberteil links (kurz/lang)						0511/0513 0561/0563	
Beinstützenoberteil 90° <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • nur in Farbe Schwarz erhältlich Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links				0511 0561			
Beinstützenoberteil 90° <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar nach innen und außen • abnehmbar • UL 125 - 260 mm • nur in Farbe Schwarz erhältlich Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links						0505 0555	
Beinstützenoberteil winkeleinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • von 0° bis 80° • abschwenkbar nach innen und außen, abnehmbar • inkl. Wadenpolster • nur in Farbe Schwarz erhältlich • für Nutzer mit besonderen oder täglich wechselnden Anforderungen an den Kniewinkel • Gewicht: 1030g Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links			0520 0570	0520 0570	0400 0450		







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Beinstützenoberteil winkeleinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • von 0° bis 80° • UL 275 - 375 mm • abschwengbar nach innen und außen • inkl. Wadenpolster • nur in Farbe Schwarz erhältlich Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links	Ⓐ	Ⓐ				0520 0570	
Beinstützenoberteil winkeleinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • von 0° bis 80° • UL 275 - 375 mm • abschwengbar nach innen und außen • ohne Wadenpolster • nur in Farbe Schwarz erhältlich Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links						0530 0580	
Amputationsbeinstütze <ul style="list-style-type: none"> • Polster für Nutzer mit Amputationen • abnehmbar Beinstützenoberteil rechts Beinstützenoberteil links	Ⓐ	Ⓐ	0545 0595		0420 0470		
Fußplatten							
Fußplatte hochklappbar <ul style="list-style-type: none"> • leichte Standard-Fußplatten • hochklappbar zur Seite für einen einfachen Transfer und zum Falten des Rollstuhls Fußplatte rechts Fußplatte links	●	●		0600 0620		0600 0620	
Fußplatte hochklappbar, winkel- und tiefeinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • stufenlos und individuell einstellbar, um allen Nutzeranforderungen gerecht zu werden • hochklappbar zur Seite für einen einfachen Transfer und zum Falten des Rollstuhls Fußplatte rechts Fußplatte links			0610 0630 (mit einstellbarem Fersenband)	0610 0630	0490 0510 (mit einstellbarem Fersenband)	0605 0625	








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Fußplatte hochklappbar und winkeleinstellbar Fußplatte rechts Fußplatte links						0610 0630	
Einteiliges Fußbrett • hochklappbar • tiefen- und winkeleinstellbar			0611	0611	0491		
Einteiliges Fußbrett • breiten-, tiefen- und winkeleinstellbar						0611	
Armlehnen / Seitenteile							
Armlehnen Nr. 1 • kurzes Polster (Desk) • abnehmbar • höheneinstellbar von 200 - 280 mm • inkl. Verriegelungsmechanismus • Gewicht: 600g Armlehne rechts Armlehne links			0640 0740	0640 0740		0640 0740 (höheneinstellbar von 180 - 250 mm)	
Armlehnen Nr. 1 • langes Polster • abnehmbar • höheneinstellbar von 200 - 280 mm • inkl. Verriegelungsmechanismus • Gewicht: 900g Armlehne rechts Armlehne links			0650 0750	0650 0750			
Armlehnen Nr. 1 • Polster Junior • abnehmbar • höheneinstellbar von 150 - 250 mm • inkl. Verriegelungsmechanismus Armlehne rechts Armlehne links						0645 0745	








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Armlehnen Nr. 1 "RIO" <ul style="list-style-type: none"> • kurzes Polster (Desk) • abnehmbar • höhen- und tiefeinstellbar von 200 - 280 mm • Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar • inkl. Verriegelungsmechanismus Armlehne rechts Armlehne links					0520 0580		
Armlehnen Nr. 1 "RIO" <ul style="list-style-type: none"> • langes Polster • abnehmbar • höhen- und tiefeinstellbar von 200 - 280 mm • Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar • inkl. Verriegelungsmechanismus • Gewicht: 1000g Armlehne rechts Armlehne links					0530 0590		
Armlehnen abnehmbar <ul style="list-style-type: none"> • Armauflage in zwei Positionen montierbar • Höhe 240 mm 	●						
Armlehnen Nr. 2 <ul style="list-style-type: none"> • kurzes Polster (Desk) • abnehmbar und abschwenkbar • Höhe 240 mm • in Schwarz • Gewicht: 700g Armlehne rechts Armlehne links		●	0660 0760	0660 0760	0537 0597		
Armlehnen Nr. 2 <ul style="list-style-type: none"> • langes Polster • abnehmbar und abschwenkbar • Höhe 240 mm • in Schwarz Armlehne rechts Armlehne links		Ⓐ	0670 0770	0670 0770	0538 0598		
Armlehnen Nr. 3 <ul style="list-style-type: none"> • kurzes Polster (Desk) • abnehmbar und abschwenkbar • höhen- und tiefeinstellbar von 170 - 295 mm • in Schwarz Armlehne rechts Armlehne links			0680 0780	0680 0780	0539 0599		







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Armlehnen Nr. 3 <ul style="list-style-type: none"> • langes Polster • abnehmbar und abschwenkbar • höhenstellbar von 170 - 295 mm • tiefeneinstellbar • in Schwarz • Gewicht: 1112g Armlehne rechts Armlehne links			0690 0790	0690 0790	0540 0600		
Armlehnen Nr. 4 <ul style="list-style-type: none"> • kurzes Polster (Desk) • abnehmbar • höhenstellbar von 210 - 345 mm • inkl. Verriegelungsmechanismus • Kleiderschutz höhenstellbar • in Schwarz Armlehne rechts Armlehne links					0533 0593		
Armlehnen Nr. 4 <ul style="list-style-type: none"> • langes Polster • abnehmbar • höhenstellbar von 210 - 345 mm • tiefeneinstellbar • inkl. Verriegelungsmechanismus • Kleiderschutz höhenstellbar • in Schwarz • Gewicht: 1000g Armlehne rechts Armlehne links					0536 0596		
Armlehne Hemi <ul style="list-style-type: none"> • abnehmbar • vielfach einstellbar • höhenstellbar von 210 - 345 mm, seitlich einstellbar • inkl. Verriegelungsmechanismus • für Hemiplegiker • Kleiderschutz höhenstellbar • in Schwarz • Gewicht: 1900g Armlehne rechts Armlehne links			0732 0832		0555 0615		






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Radspritzschutz <ul style="list-style-type: none"> • abnehmbar • höheneinstellbar von 155 - 220 mm • bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird Wahl eines Sitzkissens empfohlen • Gewicht: 279g Radspritzschutz rechts Radspritzschutz links				1737 1837 (in Carbon-Optik)		0650 0750	
Armlehnenrohr <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar, gepolstert • inkl. Radspritzschutz • bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird Wahl eines Sitzkissens empfohlen • in Schwarz Armlehnenrohr rechts Armlehnenrohr links			0739 0839	0739 0839			
Kleiderschutz <ul style="list-style-type: none"> • abnehmbar • höheneinstellbar von 155 - 220 mm • inkl. Verriegelungsmechanismus Kleiderschutz rechts Kleiderschutz links						0655 0755	
Positionierungsoptionen - Sitzkissen							
Standard-Sitzkissen <ul style="list-style-type: none"> • Höhe 50 mm • inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch 			0849	0849	0654		
Sitzkissen MSS (Essential Junior)						0851	








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco <ul style="list-style-type: none"> • Höhe 120 mm • hoher Komfort bei optimaler Druckverteilung • aus geformtem, viskoelastischem Schaum und an Körperform angepasster, konturierter Oberfläche 			0871	0871	0681		
Invacare Matrx Flo-tech Lite <ul style="list-style-type: none"> • Höhe 78 mm • feine Kontour für eine verbesserte Druckverteilung und Sitzstabilität • Formschaum für hohen Komfort des Nutzers 			0869	0869	0659		
Invacare Matrx Vi <ul style="list-style-type: none"> • Höhe 82,5 mm • Lieferzeit erhöht sich um 5 Arbeitstage 			0875	0875	0692		
Invacare Matrx Libra <ul style="list-style-type: none"> • Höhe 89 mm • Lieferzeit erhöht sich um 5 Arbeitstage 			0876	0876	0693		
Sitztiefe für Sitzkissen							
Sitztiefe 400 mm			0878	0878	0701		
Sitztiefe 450 mm			0879	0879	0702		
Sitztiefe 500 mm				0883	0703		
Positionierungsoptionen - Kopfstützen							
Nackenstütze einfach (Dartex) <ul style="list-style-type: none"> • inkl. Rückenstrebe • tiefen- und höheneinstellbar • Gewicht: 1087g 			0905		0716		
Kopfstütze, seitlich einstellbar (Dartex) <ul style="list-style-type: none"> • inkl. Rückenstrebe • tiefen- und höheneinstellbar • Gewicht: 1087g 					0717	0860	









Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Kopfstütze, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (Dartex) • inkl. Rückenstrebe					0718	0865	
Kopfstütze Invacare Matrix • multiaxial • mit weichem Polster und Kopfstützenaufnahme • nur in Verbindung mit Invacare Matrix-Rücken			0908		0719		
Weitere Positionierungsoptionen							
Laterale Positionierungspads			0882				
Rückenverlängerung (230 mm)						0855	
Einstellbares Fersenband • verhindert Abrutschen der Füße nach hinten • weich und flexibel anpassbar	●	●	●	●	●	●	
Einstellbares Wadenband • verhindert Abrutschen der Beine nach hinten • weich und flexibel anpassbar			0930	0930	0760	0880	
Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte • + 105 mm • ermöglicht UL 450 - 530 mm			0935	0935	0770		








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar <ul style="list-style-type: none"> • Auslieferung mit Standard-Fußplatte • ermöglicht UL 230 - 430 mm 			0936	0936	0771		
Rückenstrebe <ul style="list-style-type: none"> • abschwenkbar und abnehmbar 			0940		0780		
Kit zur Frontstabilisierung						0881	
Optimierungskit für Fußplattenverstellung						0886	
Faltbare Rückenstrebe			0945		0782		
Rahmenfarben							
Schiefergrau			0961	0961	0801		
Silbergrau	●	●					







Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Perlweiß			0964	0964	0804	0952	
Schwarz-Metallic			0980	0980	0820		
Grün-Metallic			0965	0965	0806		
Schwarz-Matt			0966	0966	0807	0953	
Marineblau			0967	0967	0808		
Violett			0968	0968	0809		



Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action ^{®1} R	Action ^{®2} NG	Action ^{®3} NG	Action [®] XT	Action ^{®4} NG	Action ^{®3} Junior	Bild
Rot-Matt			0969	0969	0811	0954	
Gelb						0955	
Polarblau						0956	
Pink						0957	
Sonderlackierung • nur auf Anfrage • unter Angabe des gewünschten RAL-Farbtone			0991		0821		
Vorderradaufnahme							
Standard • Gewicht: 749g			0995				
Leichtgewicht • Gewicht: 555g			0996	0996			








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action ^{®1} R	Action ^{®2} _{NG}	Action ^{®3} _{NG}	Action [®] XT	Action ^{®4} _{NG}	Action ^{®3} Junior	Bild
Vorderräder							
8" x 1.1/4" (200x32mm) • Luftbereifung • Gewicht: 405g					1000	0840	
8" x 1.1/4" (200x32mm) • pannensicher, Schwarz • Gewicht: 442g	●	●			1010	0850	
8" x 2" (200x45mm) • Luftbereifung • Gewicht: 600g			1020	1020	0860		
8" x 2" (200x50mm) • pannensicher, Schwarz • Gewicht: 554g			1030	1030	0870		
6" x 1.1/4" (150x30mm) • pannensicher, mittelhart • Gewicht: 484g			1049	1049	0900		
6" x 1.1/4" (150x30mm) • pannensicher, Schwarz • Gewicht: 258g				1050	0890		
5.1/2" x 1.3/4" (140x45mm) • pannensicher, Softroll			1052	1052	0901		









Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action ^{®1} R	Action ^{®2} NG	Action ^{®3} NG	Action [®] XT	Action ^{®4} NG	Action ^{®3} Junior	Bild
5" x 1" (125x30mm) • pannensicher, Schwarz						0999	
5" x 1" (125x30mm) • pannensicher • Gewicht: 197g			1051	1051	0920	1000	
5" x 1" (125x25mm) • pannensicher, leuchtend						1001	
5" x 1.3/4" (125x45mm) • pannensicher						1005	
Hinterräder							
24" x 1.3/8" (610x35mm) • Luftbereifung • gekreuzt gespeicht			1060	1060	0930		
24" x 1.3/8" (600x35mm) • pannensicher • gekreuzt gespeicht • Gewicht: 1800g	●	●	1080	1080	0950		
24 x 1.3/8" (600x35mm) • pannensicher, Schwarz • gekreuzt gespeicht			1081	1081	0951		
24" x 1" (595x25mm) • Luftbereifung mit Profil • gekreuzt gespeicht				1095	0970		








Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild	
22" x 1.3/8" (560x35mm) • Luftbereifung • gekreuzt gespeicht					1100	0980	1060	
22" x 1.3/8" (555x35mm) • pannensicher • gekreuzt gespeicht • Gewicht: 1700g			1110	1110	0990	1070		
22" x 1" (550x25mm) • pannensicher, Schwarz • gekreuzt gespeicht						1075		
20" x 1.3/8" (515x35mm) • pannensicher • gekreuzt gespeicht					0992	1090		
12" x 2" (305x45mm) • pannensicher, Schwarz • gekreuzt gespeicht, Kunststoff					1005			
22" x 1" (560x35mm) Leichtgewicht • Luftbereifung • radial gespeicht				1117	0993			
24 x 1" (595X25mm) Leichtgewicht • Luftbereifung • radial gespeicht				1118	0994			






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
24 x 1" (595x25mm) Leichtgewicht • Schwalbe Marathon Plus Luftbereifung • radial gespeicht			1119	1119	0995		
24 x 1" (595x25mm) Leichtgewicht • pannensicher, Schwarz • radial gespeicht			1114	1114	0996		
Greifreifen							
Greifreifen Aluminium eloxiert	●	●	1140	1140	1020	1140	
Greifreifen mit Anti-Rutsch-Beschichtung • für einen besseren Griff • für Nutzer mit einer eingeschränkten Handfunktion			1150		1030		
Greifreifen Edelstahl				1151			
Radsturz							
0° Radsturz				1211			
3° Radsturz (Aktiv)				1212			
Hinterradachse							
Feste Achse					1040		
Steckachse • um Hinterräder einfach zu lösen und abzunehmen • inkl. Aluminium-Kappe bei Leichtgewichts- und Spinergy-Hinterrädern	●	●	1180	1180	1050	1180	






Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Hinterradposition							
Standard-Hinterradposition <ul style="list-style-type: none"> Hinterradachse 25 mm vor dem Rückenrohr bei Action⁴_{NG} Hinterradachse 35 mm vor dem Rückenrohr gute Stabilität hinten stabile Position für Nutzer mit geringer unterer Oberkörperstabilität 	●	●	1190	1183	1060	1190	
Medium-Hinterradposition <ul style="list-style-type: none"> Hinterradachse auf gleicher Linie mit Rückenrohr 						1195	
Passive Hinterradposition <ul style="list-style-type: none"> Hinterradachse 25 mm hinter dem Rückenrohr 12,5 mm möglich mit Hinterradaufnahme "aktiv" 			1200		1070 (35 mm hinter dem Rückenrohr)	1200	
Radstandsverlängerung für Amputierte <ul style="list-style-type: none"> einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr 			1201	1201	1075	1201 (bis 60/85 mm hinter Schwer- punkt)	
Aktive Hinterradposition <ul style="list-style-type: none"> Hinterradachse 30 mm vor dem Rückenrohr bei Action XT Hinterradachse 50 mm vor dem Rückenrohr 	●			1182	1055		
Sehr aktive Hinterradposition <ul style="list-style-type: none"> Hinterradachse 75 mm vor dem Rückenrohr 				1181			
Speichenschutz							
Hand- und Speichenschutz Schwarz <ul style="list-style-type: none"> für 24" Hinterräder schützt die Speichen vor Stößen und verhindert das Einklemmen der Finger in den Speichen 			1260	1260	1110		
Hand- und Speichenschutz transparent			1261	1261	1111	1253	

Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Hand- und Speichenschutz "Pixel"						1254	
Hand- und Speichenschutz "Schneeflocken"						1255	
Hand- und Speichenschutz individuell gestaltbar						1256	
Bremsen							
Druckbremse	●	●	1270	1270	1120	1270	
Ziehbremse			1275	1275	1125	1275	
Trommelbremse für Begleitperson, inkl. Druckbremse	●	●	1280	1280	1130	1280	
Einhandbremse, inkl. Bremshebelverlängerung rechts links			1320 1330		1150 1160		

Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² NG	Action® ³ NG	Action® XT	Action® ⁴ NG	Action® ³ Junior	Bild
Trommelbremse mit Einhandbremse, inkl. Bremshebelverlängerung <ul style="list-style-type: none"> ermöglicht der Begleitperson die Betätigung der Bremsen an den Schiebegriffen kann als Parkbremse oder dynamische Bremse verwendet werden rechts links			1331 1332			1161 1162	
Sicherheitsoptionen							
Transportbefestigungs-Kit inkl. gepolstertem Beckengurt <ul style="list-style-type: none"> Haken sollten entsprechend der Anweisungen in der Gebrauchsanweisung am Rahmen angebracht werden Rollstuhl darf nur dann als Sitz in einem Kraftfahrzeug verwendet werden, wenn diese Option gewählt und der Stuhl mit den entsprechenden Aufklebern versehen ist nur mit Rückenhöhe > 400 mm 			1345			1175	
Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt						1176	
Gepolsteter Beckengurt <ul style="list-style-type: none"> mit Schnappverschluss verhindert ein nach vorne Rutschen des Nutzers und Herausfallen aus dem Rollstuhl 	Ⓐ	Ⓐ	1360	1360	1190	1360	
Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt <ul style="list-style-type: none"> Größe M, 460 mm Gurtpolster mittiger Druckknopfverschluss Flat-Mount-Halterung 			1361			1189	
Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt <ul style="list-style-type: none"> Größe L, 620 mm Gurtpolster mittiger Druckknopfverschluss Flat-Mount-Halterung 			1362			1192	
Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt <ul style="list-style-type: none"> Größe M, 460 mm Gurtpolster mittiger Druckknopfverschluss Flat-Mount-Halterung 			1363			1193	
Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt <ul style="list-style-type: none"> Größe L, 620 mm Gurtpolster mittiger Druckknopfverschluss Flat-Mount-Halterung 			1364			1194	

Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action ^{®1} R	Action ^{®2} _{NG}	Action ^{®3} _{NG}	Action [®] XT	Action ^{®4} _{NG}	Action ^{®3} Junior	Bild
Transfer-Kit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)			1365			1375	
Anti-Kippräder (Paar)	Ⓐ	Ⓐ	1370	1370	1195 (rechts montiert) 1196 (Paar)		
Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)			1375	1375	1200		
Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)						1370	
Passive Beleuchtung • 2 Reflektoren für Hinterräder	●	●	1380	1380	1210	1380	
Bremshebelverlängerung (Paar)	Ⓐ	Ⓐ	1390	1390	1220	1390	
Optionen für Begleitperson							
Stockhalter	Ⓐ	Ⓐ	1430	1430	1240		

Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Ankipphilfe • unterstützt die Begleitperson beim Kippen des Rollstuhls nach hinten Ankipphilfe rechts Ankipphilfe links	●	●	1440 1441	1440 1441	1245 1246	1430 1440	
Infusionshalter • inkl. Halterung • winkel- und höheneinstellbar • nur mit Rückenstrebe			1451		1241		
Schiebegriffe, winkeleinstellbar						1426	
Zubehör							
Halter für Sauerstoff-Flasche					1252		
Therapietisch, aufschiebbar					1270		

Optionsname Beschreibung/Verwendung/Vorteile	Action® ¹ R	Action® ² _{NG}	Action® ³ _{NG}	Action® XT	Action® ⁴ _{NG}	Action® ³ Junior	Bild
Therapietisch, transparent nach rechts abschwenkbar nach links abschwenkbar						1471 1472	
Halbseitiger Therapietisch nach rechts abschwenkbar nach links abschwenkbar			1483 1484		1271 1272		
Polster für halbseitigen Therapietisch			1485		1273		
Luftpumpe mit Halter • niedriger Druck • für Luftreifen, bis zu 3 bar			1230	1230	1090	1230	
Luftpumpe mit Halter • hoher Druck • für Luftreifen, bis zu 10 bar			1235	1235	1091		



Invacare GmbH

Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Fax +49 7562 700-66
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH

Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee / Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Telefax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG

Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Telefax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

