

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

Wir bei Kuschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Der Kuschall Champion unterstützt dich dabei. Lass deiner Abenteuerlust und Leistungsfähigkeit freien Lauf - **befreie deine Welt von Grenzen.**

KÜSCHALL CHAMPION

Der Kuschall Champion ist ein einzigartiger Rollstuhl, der die Fahrstabilität eines starren Rahmens mit der Funktionalität eines faltbaren Modells vereint. Er kombiniert modernes Design auf perfekte Weise mit einer erprobten hybriden Performance. Dank der „Swiss Knife“-Option lässt sich dein Kuschall Champion wie ein Schweizer Taschenmesser auf die Größe eines Rucksacks zusammenfalten, wodurch er zum perfekten Reisebegleiter für deine Abenteuer wird.

IM HYDRO- FORMING- VERFAHREN GEFERTIGT

Stärke, Leichtigkeit und Stabilität: Der hydrogeformte, vordere Rahmen des Kuschall Champion verbessert das Fahrverhalten, indem er die Steifigkeit erhöht. Durch die besondere, kantige und ergonomische Form kannst du dich außerdem leichter abstützen und umsetzen.



COOLES DESIGN

■ Verbesserte Fahrperformance durch den hydrogeformten Vorderrahmen für eine geringere Flexibilität und eine höhere Steifigkeit im Kniebereich.

LEICHTE AKTIV-BREMSE

■ Minimalistisch, leicht und präzise bis ins kleinste Detail.

KLEINSTES PACKMASS

■ Dank der „Swiss Knife“-Option lässt sich der Champion auf die Größe eines Rucksacks zusammenfallen.

Küschall® CHAMPION

GREIFREIFEN VON CARBOLIFE

- Das innovative Greifreifenprofil ermöglicht einen kontrollierten, kraftsparenden Antrieb bei gleichzeitiger Stabilisierung des Handgelenks.

HYBRIDER FALT- MECHANISMUS

- Der Rollstuhl lässt sich mit einem Handgriff mühelos zusammenfallen. Gleichzeitig verfügt der Champion über Fahreigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls.

EINZIGARTIGER FALTMECHANISMUS

- Schwerpunkt und Sitzhöhe lassen sich über die hintere Adapterplatte am Faltmechanismus exakt an deine Bedürfnisse anpassen.

DIE SPUR HALTEN

- Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln für eine optimale Ausrichtung der Vorderräder

HAUPTMERK- MALE

EINZIGARTIG

Der Rahmen des Kuschall Champion ist einzigartig: Er ist einfach und schnell zusammenfaltbar. Außerdem lässt er sich so einstellen, dass er genau zu dir passt. Deinen idealen Schwerpunkt kannst du durch neun verschiedenen Hinterradpositionen exakt einstellen. Die Feinjustierung des Schwerpunkts und die Anpassung der hinteren Sitzhöhe erfolgt über die hintere Adapterplatte.



HYBRID

Hybrid heißt: Dieser Aktiv-Rollstuhl ist einerseits zusammenfaltbar, gleichzeitig verfügt er über die Fahreigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls - er ist also besonders leichtgängig, wendig und hat einen geringen Rollwiderstand. Dadurch ist der Kuschall Champion auch bei der Fahrperformance ein echter Champion und hebt sich deutlich von anderen faltbaren Rollstühlen ab.



KLEINSTES PACKMASS

Das Zauberwort heißt "Swiss Knife", kurz "SK". So nennen wir bei Kuschall die Option, mit der sich der Champion extrem klein packen lässt. Dahinter steckt ein eigens entwickelter Mechanismus, durch den sich der Vorderrahmen nochmals nach innen klappen lässt. Kompakter geht nicht.



WOW, ECHT KANTIG!

Jetzt haben wir etwas ganz Neues umgesetzt: Der Rahmen unseres Champions hat keine Kurven, sondern Kanten. Diese Konstruktion basiert auf der Hydroforming-Technologie. Die Kanten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch ideal zum Abstützen!

DEIN CHAMPION - DEIN STYLE!

1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Schwarz



Rot



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

360 - 480 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

340 - 480 mm
in 20 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

320 - 500 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

300 - 465 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



SITZHÖHE

Vorn: 450 - 540 mm
Hinten: 390 - 480 mm



RAHMENWINKEL

75° / 90°
Standard- oder
Adduktionsrahmen



SCHWERPUNKT

9 Positionen



RADSTURZ

0° / 1° / 3°



GESAMTLÄNGE

75° ca. 930 mm
90° ca. 830 mm



GESAMTBREITE

SB + 160 - 240 mm



GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 280 - 340 mm



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 9.2 kg



TRANSPORT- GEWICHT

ca. 6.7 kg



MAX. NUTZER- GEWICHT

120 kg



HMV-Nummer

18.50.03.0251

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und Champion sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.

© September 2020, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1644812