

Invacare® **Kompas™** CE

Faltbarer Elektro-Rollstuhl  
Benutzergewicht: **max. 115 kg**

**Grundpreis: 4.045,79 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR	Preis in EUR inkl. MwSt (7%)	
1662630	<p>Invacare® <b>Kompas™</b>, faltbarer Elektro-Rollstuhl, 6 km/h, bis 115 kg</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gepolsterter Sitz inkl. Haltegurt</li> <li>- Korb aus Nylon zum Transport kleinerer Gegenstände, unter dem Sitz angebracht</li> <li>- höhen- und winkelverstellbare Rückenlehne inkl. Rückentasche</li> <li>- höhenverstellbare Fußauflage mit Anti-Rutsch-Oberfläche</li> <li>- breiten- und höhenverstellbare, abschwenkbare Armlehnen mit anpassbarem Polster</li> <li>- Anti-Kippräder für zusätzliche Stabilität und einfachen Transport</li> <li>- intelligentes und regeneratives Bremssystem</li> <li>- 8" Hinterräder, Luftbereifung</li> <li>- 7" Vorderräder, pannensichere Bereifung</li> <li>- 11,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie für eine Reichweite von bis zu 11 km</li> <li>- P&amp;G VR2 Steuerung, 50 A Powermodul</li> <li>- 3 A Ladegerät, externes Laden möglich</li> </ul>	4.045,79	4.329,00	